



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conforme au Règlement (CE) 1907/2006

Date d'émission : 11/01/2020 Révision 1

Page 1 de 2

1- Identification de la substance et de la société :

Étiquette d'un produit:

Nom du produit commercial: IDODENTINE (Disque ou bloc en polymère)

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : --

Application de la substance/préparation : Matériau de fraisage pour les structures dentaires telles que les prothèses dentaires, les couronnes et les bridges.

Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité: Fabricant/Fournisseur : Unión Dental, SA « unidesa.odi » Pº de la Estación, 4. 28550 - MADRID. ESPAGNE.

Espace d'informations : Unidesa.odi. Tél. : +34 918737630 Fax : +34 918746490 e-mail : unidesa@unidesa-odi.com

Telephone d'urgence: +34 918746000

2- Identification des dangers :

Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément à la Directive 67/548/CEE ou Directive 1999/45/CE : Non applicable

Éléments de l'étiquette : Non applicable

Signe distinctif selon les directives de la CEE : Selon les directives sur les substances dangereuses, le produit n'a pas besoin d'être étiqueté.

Autres dangers : Éviter l'inhalation de poussière de meulage. Il n'existe aucun risque dans des conditions normales d'utilisation.

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB: PBT : Non applicable vPvB: Non applicable

Système de classement : Correspond aux listes actuelles de la CE, complétée par des rapports et de la documentation spécialisée

3- Composition / information sur les composants :

Caractérisation chimique : Mélange. Copolymère acrylique basé sur du polyméthyl-méthacrylate

Substances dangereuses contenues : Aucune

Le produit n'est pas considéré dangereux selon les critères de la CE.

4- Premiers soins :

Instructions générales : Aucune mesure spéciale n'est requise

En cas d'inhalation : Non applicable

En cas de contact avec les yeux : Rincer à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Non nécessaire

En cas d'ingestion : Faire vomir et consulter un médecin :

5- Mesures de lutte contre les incendies :

Substances d'extinction appropriées : Moyens d'extinction à sec, mousse, CO2, poudre d'extinction et eau pulvérisée.

Équipement spécial de protection : Équipement de protection avec système de respiration, évitant d'inhaler les gaz.

Autres indications : Les gaz de combustion sont principalement des vapeurs de méthacrylate de méthyl et de monoxyde de carbone.

6- Mesures en cas de déversement accidentel :

Mesures de protection relatives aux personnes : Non nécessaires

Mesures de protection pour l'environnement : Il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures spéciales

Procédure de nettoyage / réception : Ramasser le déversement et l'éliminer de façon appropriée, conformément aux règlements.

Avertissements supplémentaires : Ne libère aucune substance dangereuse.

7- Manipulation et stockage :

Manipulation : Instructions pour une manipulation en toute sécurité : Aucune précaution spéciale n'est nécessaire.

Stockage : Exigences concernant le stockage et les récipients : Température et humidité normales.

Normes en cas de stockage conjoint : Non nécessaires

Indications supplémentaires sur le stockage : Éviter les hautes températures et l'exposition directe à la lumière du soleil.

8- Contrôles de l'exposition / Protection personnelle :

Instructions sur le conditionnement des installations techniques : Non nécessaires.

Comp. avec des valeurs limites admissibles qui doivent être contrôlées au poste de travail : N'en contient pas.

Indications supplémentaires : Toujours travailler dans des conditions hygiéniques.

Équipement de protection individuelle :

Protection respiratoire : En cas de génération de poussière, porter un masque filtrant.

Protection des mains : Non nécessaire.

Protection oculaire : Utiliser des lunettes de protection pendant la découpe, les finitions ou le polissage du produit à l'aide d'un instrument rotatif.

Protection de la peau : Non nécessaire.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conforme au Règlement (CE) 1907/2006

Date d'émission : 11/01/2020 Révision 1

Page 2 de 2

9- Propriétés physiques et chimiques

Données générales : Forme : Solide Odeur : inodore
Couleur : Comme les teintes de dents et aussi les couleurs roses, translucides et transparentes.

Modification d'état :

Point de fusion : Indéterminé	Point d'ébullition : Indéterminé	
Point d'inflammation : Non applicable	Danger d'explosion : Non envisageable	Densité : --
Valeur de pH : --	Température d'ignition : --	Viscosité : --
Solubilité/miscibilité dans l'eau à 20° : Insoluble		Pression de vapeur à 20° : --

10- Stabilité et réactivité :

Décomposition thermique / conditions à éviter : Le produit est stable, il ne se décompose pas dans des conditions normales. Éviter l'exposition à de forts agents oxydants, acides et alcalis.

Réactions dangereuses : Inconnues

Produits dangereux de décomposition : Non envisagé pendant le stockage normal.

Données supplémentaires : En cas de décomposition thermique, des vapeurs combustibles et irritantes de méthyl méthacrylate principalement peuvent se dégager, avec libération de vapeurs toxiques

11- Information toxicologique :

Toxicité aiguë :

Effet stimulant primaire : Sur la peau : Non irritant Dans les yeux : Non irritant Dans les voies respiratoires : Non irritant

Sensibilisation : Aucune preuve d'effet sensibilisant du produit.

Instructions supplémentaires toxicologiques : Les données toxicologiques ont été déterminées spécifiquement pour ce produit: Le produit a été évalué comme non cytotoxique.

Les produits de composition similaire ont été classés comme biocompatibles et non toxiques.

12- Information écologique :

Données relatives à l'élimination (persistance et capacité de décomposition) : Non considéré comme rapidement biodégradable

Effets écotoxiques : Non envisagé. Le produit est insoluble dans l'eau. Aucun risque n'est envisagé pour l'environnement.

13- Considérations relatives à l'élimination :

Produit : Il n'existe aucune exigence spéciale. Le produit est susceptible d'être recyclé ou le matériau peut être incinéré conformément aux législations locales en vigueur.

Emballages sales : Les emballages non contaminés ou qui peuvent être nettoyés, peuvent être destinés au recyclage. Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés de la même façon que le produit qu'ils contiennent.

14- Information relative au transport :

Transport terrestre ADR/RID et GGVS/GGVE (international/national) : Classe ADR/RID –GGVS/E : --
Classe ADR/RID

Transport données supplémentaires : Classe IMDG/GGVmar : -- Contaminant marin : Non

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR : Classe ICAO/IATA : --

N'est pas considéré comme un produit dangereux selon les dispositions susmentionnées.

Les polyméthacrylates ne sont pas soumis à la législation sur le transport de marchandises dangereuses.

15- Information réglementaire :

Signe distinctif selon les directives de la CEE : Le produit n'a pas besoin d'étiquetage spécial. Le produit n'est pas soumis aux réglementations d'identification en vertu des directives de l'UE et de l'ordonnance sur les matières dangereuses (GefStoffV)

Contenu : Polymère acrylique **Symboles :** -- **Phrases - R :** -- **Phrases - S :** --

16- Autres informations :

L'information de cette fiche se base sur les connaissances actuelles et sur les lois en vigueur de l'U.E. et nationales. Le produit ne doit pas être utilisé dans un but autre que ceux spécifiés. L'utilisateur est toujours responsable de prendre les mesures opportunes dans le but de respecter les exigences établies dans les législations en vigueur. L'information contenue dans cette fiche de sécurité ne comporte qu'une description des exigences de sécurité du produit et elle ne doit pas être considérée comme une garantie de ses propriétés. Pour de plus amples détails sur l'utilisation et la durée du produit, lire l'emballage, les catalogues et/ou les instructions d'utilisation.

Contact : Directeur responsable technique: José Luis Rodríguez Blanco Tél.918737630 email: jose Luis@unidesa-odi.com

* Données modifiées en lien avec la version précédente: Point n°1

Fin du document